

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tp53Bp2 Para Ihc-P Y Elisa - Q13625

Número de artículo: CM0029711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TP53BP2 (ASPP2), validado para IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se utiliza en investigación de apoptosis y ciclo celular. Disponibles especificaciones y soporte técnico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TP53BP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7159
ID del Gen	7159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-600 del TP53BP2 humano (NP_001026855.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13625
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo