

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tp53Bp2 Para Wb, Elisa - Q13625

Número de artículo: CM0023463



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TP53BP2 (ASPP2/53BP2), validado para WB y ELISA en muestras humanas. Regulador de la apoptosis y el crecimiento celular. Inmunógeno recombinante, 126kDa. Ideal para investigación en apoptosis y cáncer, dirigido a una proteína clave de unión a p53 involucrada en la detención del ciclo celular y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TP53BP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7159
GeneID	7159
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-330 de TP53BP2 (NP_001026855.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13625
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo