

Anticuerpo Policlonal Anti-Tp53I13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbr0

Número de artículo: CM0020782

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TP53I13 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación de supresores de tumores y estudios de la vía p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TP53I13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DSCP1, TP53I13
Especie	Humano
ID de Gen	90313 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-310 de TP53I13 humano (NP_612358.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8NBR0
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo