

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tp53Rk Para Wb Y Elisa - Q96S44

Número de artículo: CM0022629



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TP53RK validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a la subunidad del complejo EKC/KEOPS esencial para la modificación de tRNA y la regulación de p53. Proteína de 28 kDa. Ideal para IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TP53RK Conejo pAb
Observaciones / Alias	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dj101A2; C20orf64; TP53RK
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	112858
ID del Gen	112858
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-253 de TP53RK humano (NP_291028.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96S44
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo