

Anticuerpo Policlonal Anti-Tp73 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15350

Número de artículo: CM0013252



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TP73 humana (p73), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige al supresor tumoral p73 implicado en la apoptosis, el ciclo celular y la ciliogénesis. Ideal para investigación en cáncer y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TP73 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P73; CILD47; TP73
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7161
ID de Gen	7161
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 487-636 de la TP73 humana (NP_005418.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15350
Peso Molecular de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo