


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tpa/Plat Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00750

Número de artículo: CM0005623



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra tPA/PLAT humano, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso molecular predicho: 63kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo tPA/PLAT
Observaciones/Alias	TPA; T-PA; tPA/PLAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5327
GeneID	5327
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 463-562 del tPA/PLAT humano (P00750)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00750
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo