

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tpd52 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55327

Número de artículo: CM0015706

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-TPD52 para Western blot, IHC-P y ELISA. Se dirige a la proteína tumoral D52 humana, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para la investigación de oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPD52 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7163
GeneID	7163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 de TPD52 humana (NP_005070.1).
Fuente	Conejo
Anticuerpos Policlonales	
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55327
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo