

Anticuerpo Policlonal Anti-Tpd52L3 Para Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Número de artículo: CM0015753

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TPD52L3 humano (D55/hD55/TPD55), validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del desarrollo testicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPD52L3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	89882
ID del gen	89882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-132 de TPD52L3 humano (NP_001001875.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96J77
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo