

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tpd52L3 Para Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Número de artículo: CM0017615

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TPD52L3 humano (proteína tumoral D55), validado para WB, IF-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de proteínas específicas de los testículos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPD52L3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	89882
ID del gen	89882
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-132 de TPD52L3 humano (NP_001001875.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q96J77
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo