

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tph1 Para Ihc-P, Elisa - P17752

Número de artículo: CM0010978



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra TPH1 humano (triptófano hidroxilasa 1). Validado para IF, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de biosíntesis de serotonina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPH-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TPRH; TRPH
Especie	Humano
GeneID (humano)	7166
GeneID	7166
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 102-402 de TPH1 humano (NP_004170.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17752
Peso Proteico	51kDa/53kDa
Envío	Bolsa de hielo