

Anticuerpo Policlonal Anti-Tph2 Para Wb Y Elisa - Q8Iwu9

Número de artículo: CM0015525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TPH2 (triptófano hidroxilasa 2), validado para WB y ELISA. Reacciona con la TPH2 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre biosíntesis de serotonina y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	TPH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NTPH; ADHD7; TPH2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	121278
GeneID	121278
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-70 de la TPH2 humana (NP_775489.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IWU9
Peso Molecular	56kDa
Envío	Bolsa de hielo