

Anticuerpo Policlonal Anti-Tph2 Para Wb, Elisa - Q8Iwu9

Número de artículo: CM0026952



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TPH2 (triptófano hidroxilasa neuronal) para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Ideal para la biosíntesis de serotonina y la investigación neurológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NTPH; ADHD7; TPH2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	121278
ID de gen	121278
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IWU9
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo