

Anticuerpo Policlonal Anti-Tpi1 Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P60174

Número de artículo: CM0022875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TPI1 humana (triosa fosfato isomerasa), validado para WB, IHC, IF/ICC y ELISA. Detecta TPI1 humana, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPI1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7167
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P60174
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo