

Anticuerpo Policlonal Anti-Tpk1 Para Wb Y Elisa - Q9H3S4

Número de artículo: CM0029159



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TPK1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta TPK1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación del metabolismo de la tiamina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PP20; HTPK1; THMD5; TPK1
Especie	Humano
ID del Gen	27010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-243 de TPK1 humano (NP_071890.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H3S4
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo