

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tpm2 - P07951

Número de artículo: CM0028367

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a TPM2 humano (cadena beta de tropomiosina). Validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta TPM2 en tejidos humanos, de ratón y de rata. Ideal para la biología muscular y la investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7169
GeneID	7169
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de TPM2 humano (NP_003280.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07951
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo