

Anticuerpo Policlonal Anti-Tpm3 Para Wb, Elisa - P06753

Número de artículo: CM0015825



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TPM3 humano (cadena alfa-3 de tropomiosina). Validado en WB y ELISA; detecta una banda de ~33 kDa. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación del citoesqueleto y contracción muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPM3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7170
GeneID	7170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-284 de TPM3 humano (NP_689476.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06753
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo