


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tpmt Para Wb Y Elisa - P51580

Número de artículo: CM0002562



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la TPMT (tiopurina S-metiltransferasa) humana. Diseñado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Permite investigar el metabolismo de fármacos tiopúricos y la farmacogenómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPMT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TPMTD; TPMT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7172
GeneID	7172
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 50-150 de la TPMT humana (P51580)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51580
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo