


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tpmt Para Wb, If/Icc, Elisa - P51580

Número de artículo: CM0016244



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TPMT humana (S-metiltransferasa de tiopurina), validado en WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de fármacos tiopurínicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TPMTD; TPMT
Especie	Humana
GeneID (humano)	7172
GeneID	7172
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 de la TPMT humana (NP_000358.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P51580
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo