


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tpo-R/Cd110/C-Mpl Para Wb, Elisa - P40238

Número de artículo: CM0003036



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el receptor de la trombopoyetina humana (TPO-R/CD110/c-Mpl). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Esencial para la investigación sobre la diferenciación de megacariocitos y la producción de plaquetas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPO-R/CD110/c-Mpl Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MPLV; TPOR; C-MPL; CD110; THPOR; THCYT2; TPO-R/CD110/c-Mpl
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4352
ID del gen	4352
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 536-635 de TPO-R/CD110/c-Mpl humano (P40238).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40238
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo