

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tpp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29144

Número de artículo: CM0025257

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TPP2 humano (Tripeptidil-peptidasa 2), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la vía de ubiquitina-proteasoma y la homeostasis de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMD78; TPP-2; TPPII; TPP-II; TPP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7174
GeneID	7174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de TPP2 humano (NP_003282.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29144
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo