

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tppp3 Para Wb Y Elisa - Q9Bw30

Número de artículo: CM0027621



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a TPPP3 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la dinámica de los microtúbulos, la implantación del embrión y la función endometrial. Peso de la proteína 19 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | TPPP3 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | p20; CGI-38; TPPP/p20; p25gamma; TPPP3                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID de gen (Humano)  | 51673                                                                                                                            |
| ID de gen           | 51673                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-176 de TPPP3 humano (NP_057048.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q9BW30                                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 19kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |