

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tppp/P25 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O94811

Número de artículo: CM0008354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TPPP/p25 humano (p24, TPPP1). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios de dinámica de microtúbulos, mielinización, migración celular y ciclo celular. 24kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPPP/p25 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
Especie	Humano
ID genético (Humano)	11076
ID genético	11076
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de TPPP/p25 humano (O94811).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O94811
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo