

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tppp/P25 Para Wb Y Elisa - O94811

Número de artículo: CM0030459



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TPPP/p25 para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de dinámica de microtúbulos y mielinización. - O94811

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPPP/p25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11076
GeneID	11076
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-219 de TPPP/p25 humano (NP_008961.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94811
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo