

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tprg1L Para Wb, Elisa - Q5T0D9

Número de artículo: CM0022360

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a TPRG1L (mover/FAM79A), una proteína presináptica que regula la probabilidad de liberación sináptica. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación en neurociencias, este anticuerpo detecta TPRG1L (MOVER) en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPRG1L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	127262
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 del TPRG1L humano (NP_877429.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5T0D9
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo