


## Anticuerpo Policlonal Anti-Tpst2 Para Wb Y Elisa - O60704

Número de artículo: CM0019769



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TPST2 humana, validado para Western blot y ELISA. Detecta la proteína-tirosina sulfotransferasa 2, una enzima de membrana del aparato de Golgi que cataliza la O-sulfación de tirosina. Adecuado para muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | TPST2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | TPST-2; TANGO13B; TPST2                                                                                                            |
| Especie                       | Humana                                                                                                                             |
| ID génico (humano)            | 8459                                                                                                                               |
| ID génico                     | 8459                                                                                                                               |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-370 de TPST2 humana (NP_003586.3) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada           | Humana, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS                         | O60704                                                                                                                             |
| Peso molecular de la proteína | 42kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                     |