


Anticuerpo Policlonal Anti-Tpx2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9ULW0

Número de artículo: CM0022663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TPX2, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y rata. Esencial para estudios de ensamblaje del huso, mitosis y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPX2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DIL2; p100; DIL-2; HCTP4; FLS353; HCA519; REPP86; C20orf1; C20orf2; GD:C20orf1; TPX2
Especie	Humano
ID del Gen	22974
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de TPX2 humano (NP_036244.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9ULW0
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo