


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tra2B Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62995

Número de artículo: CM0012397



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo anti-TRA2B se ofrece para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA, con reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre la regulación del empalme de ARN pre-mensajero y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo TRA2B
Observaciones/Alias	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6434
GeneID	6434
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TRA2B humano (NP_004584.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62995
Peso proteico	4 kDa/22 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo