


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tra2B Para Wb, If/Icc, Elisa - P62995

Número de artículo: CM0026731



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TRA2B validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce TRA2B humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de regulación del empalme y neurodegeneración. - P62995

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TRA2B
Observaciones/Alias	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
Especie	Humano
GeneID	6434
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TRA2B humano (NP_004584.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62995
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo