

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trac Para Wb Y Elisa - P01848

Número de artículo: CM0019877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la región constante de la cadena alfa del receptor de células T humanas (TRAC). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para inmunología de células T y desarrollo de inmunoensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRAC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMD7; TCRA; TRA@; TRAC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6955
GeneID	6955
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-176 de TRAC humano (AAH20840.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01848
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo