

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tradd Para Wb Y Elisa - Q15628

Número de artículo: CM0014429



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRADD de alta calidad, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta TRADD humano y de ratón, un adaptador clave en la apoptosis inducida por TNF y la activación de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRADD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	9130005N23Rik; TRADD
Especie	Humano
GeneID (humano)	8717
GeneID	8717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-312 de TRADD humano (NP_003780.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q15628
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo