


Anticuerpo Monoclonal Anti-Traf2 (Validado Por Kd) Para Wb, Ip, Elisa - Q12933

Número de artículo: CM0002653



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo [Validado por KD] TRAF2 para WB, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Objetivo: ligasa de ubiquitina E3 implicada en la señalización NF- κ B y JNK, crítica para la investigación de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] TRAF2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; [Validado por KD] TRAF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7186
GeneID	7186
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12933
Peso Proteico	53kDa/54kDa/55kDa/61kDa
Envío	Bolsa de hielo