


Anticuerpo Policlonal Anti-Traf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12933

Número de artículo: CM0014192



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRAF2 humano (SWISS: Q12933). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. TRAF2 es una ligasa de ubiquitina E3 que regula las vías NF- κ B, JNK y apoptosis. Ideal para la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7186
ID de Gen	7186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de TRAF2 humano (NP_066961.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12933
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo