


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Traf2 Para Wb Y Elisa - Q12933

Número de artículo: CM0020289



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRAF2 validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido contra el factor 2 asociado al receptor del TNF, un regulador clave de las vías de señalización NF- κ B y JNK implicadas en la supervivencia y la apoptosis celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRAF2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Especie	Humana
GeneID (humano)	7186
GeneID	7186
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-350 de TRAF2 humano (NP_066961.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q12933
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo