


Anticuerpo Policlonal Anti-Traf3 Para Wb Y Elisa - Q13114

Número de artículo: CM0015042



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TRAF3 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce TRAF3 de humano, ratón y rata (64 kDa), una E3 ubiquitina ligasa clave en la señalización de NF-κB y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	TRAF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7187
GeneID	7187
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TRAF3 humano (NP_003291.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13114
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo