


## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Traf3 Para Wb - Q13114

Número de artículo: CM0029221



### Introducción

Anticuerpo policlonico (pAb) de conejo contra TRAF3 para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con Humano, Ratón y Rata. Validado para investigación de E3 ubiquitina ligasa citoplásmica en señalización inmune.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo contra TRAF3                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 7187                                                                                                                                |
| ID de Gen           | 7187                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TRAF3 humano (NP_003291.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | Q13114                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |