

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Traf3Ip2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43734

Número de artículo: CM0030992



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TRAF3IP2 (ACT1/CIKS), una ubiquitina ligasa E3 esencial para la señalización de IL-17 y la activación de NF-kB. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAF3IP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACT1; CIKS; C6orf2; C6orf4; C6orf5; C6orf6; CANDF8; PSORS13; TRAF3IP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10758
ID del Gen	10758
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de TRAF3IP2 humano (NP_671733.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43734
Peso Molecular de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo