


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Traf4 Para Wb, Elisa - Q9Buz4

Número de artículo: CM0006690



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TRAF4 humano, validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la proliferación celular, diferenciación, reparación del ADN y señalización de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAF4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9618
ID de Gen	9618
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 209-470 del TRAF4 humano (NP_004286.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BUZ4
Peso Proteico	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo