


Anticuerpo Monoclonal Anti-Traf6 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Número de artículo: CM0007450



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TRAF6 humano, validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Reconoce TRAF6, una ligasa de ubiquitina E3 esencial para la señalización de NF- κ B y JNK en la inmunidad y la diferenciación de osteoclastos. Adecuado para investigación y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TRAF6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Especie	Humano
GenelD (humano)	7189
GenelD	7189
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y4K3
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo