


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Traf6 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Número de artículo: CM0007997



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TRAF6 de alta calidad, validado para WB, IP y ELISA en humanos, ratones y ratas. Dirigido contra el factor 6 asociado al receptor del TNF (Q9Y4K3), una ligasa E3 de ubiquitina clave en la señalización de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRAF6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RNF85; MGC:3310
Especie	Humano
GeneID (humano)	7189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de TRAF6 humano (NP_004611.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y4K3
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo