


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Traf6 Para If/Icc Y Elisa - Q9Y4K3

Número de artículo: CM0016826



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRAF6 humano (SWISS Q9Y4K3), adecuado para IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para uso en investigación en señalización inmune y diferenciación de osteoclastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-TRAF6
Observaciones/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Especie	Humano
ID del Gen	7189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-150 del TRAF6 humano (NP_004611.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4K3
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo