


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Traf6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4K3

Número de artículo: CM0021268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TRAF6 de alta calidad, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la función de la ubiquitina ligasa y las vías de señalización de NF-κB. Específico y fiable para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRAF6 Rabbit pAb
Notas/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Especie	Humano
ID genético	7189
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de TRAF6 humano (NP_004611.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4K3
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo