


Anticuerpo Monoclonal Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Para Wb, Elisa - Q86Vp1

Número de artículo: CM0003477



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP/TXBP151). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para estudios de inmunidad innata y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRAF6BP/TAX1BP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8887
GeneID	8887
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 690-789 de TRAF6BP/TAX1BP1 humano (Q86VP1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86VP1
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo