


Anticuerpo Policlonal Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Para Ihc-P Y Elisa - Q86Vp1

Número de artículo: CM0022950



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP, TXBP151, CALCOCO3). Adecuado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada para humano y rata. Ideal para investigación en señalización NF-kB, autofagia e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TRAF6BP/TAX1BP1
Observaciones/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8887
GeneID	8887
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 709-789 de TRAF6BP/TAX1BP1 humano (NP_006015.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q86VP1
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo