

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Traf7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Q0C0

Número de artículo: CM0031023



Introducción

TRAF7 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con TRAF7 de humano, ratón y rata. Es ideal para estudios de ubiquitina ligasa, inmunidad innata y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRAF7 Rabbit pAb
Notas / Alias	RFWD1, RNF119, CAFDADD, TRAF7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84231
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6Q0C0
Peso de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo