

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Traf7 Para Western Blot Y Elisa - Q6Q0C0

Número de artículo: CM0024362



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRAF7 validado para Western blot y ELISA. Detecta TRAF7 humano con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigar vías de inmunidad innata, inflamación y apoptosis. Suministrado por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRAF7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	84231
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-400 de TRAF7 humano (NP_115647.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q6Q0C0
Peso de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo