


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trafd1 Para Wb, Elisa - O14545

Número de artículo: CM0013168



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo TRAFD1 detecta el TRAFD1 humano (FLN29) mediante WB y ELISA. El objetivo es un regulador negativo de las vías inmunitarias innatas TLR4/RLH, útil para la investigación de la inflamación y la señalización.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	pAb de Conejo TRAFD1
Observaciones/Alias	FLN29; TRAFD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10906
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del TRAFD1 humano (NP_006691.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14545
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo