

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tram1 Para Wb - Q15629

Número de artículo: CM0013531

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRAM1 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón. Útil para el estudio de la translocación de proteínas en el RE, la respuesta a proteínas mal plegadas y la evasión inmunitaria viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TRAM1
Observaciones/Alíase	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	23471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 305-374 de TRAM1 humano (NP_055109.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q15629
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo