


Anticuerpo Policlonal Anti-Transcobalamina-1 (Tcn1) Para Wb, Elisa - P20061

Número de artículo: CM0028443



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Transcobalamina-1 humana (TCN1/Haptocorrina). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el transporte de vitamina B12 y la protección gastrointestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TCN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HC, TC1, TCI, TC-1, TCN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-280 de la TCN1 humana (NP_001053.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Acceso SWISS	P20061
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo