


Anticuerpo Monoclonal Anti-Factor De Transcripción Ap-2-Alfa (Tfap2A) Para Wb, Elisa - P05549

Número de artículo: CM0007491



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo generado contra un péptido sintético dentro de los aminoácidos 50-150 del factor de transcripción AP-2-alfa humano (P05549). Validado para aplicaciones de WB, ELISA; reacciona de forma cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación sobre regulación de la transcripción y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína activadora 2 (AP-2/TFAP2A) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alfa; Proteína activadora 2 (AP-2/TFAP2A)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7020
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la proteína activadora 2 humana (AP-2/TFAP2A) (P05549).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05549
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo