

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Transferrina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02787

Número de artículo: CM0002746



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad se dirige a la Transferrina humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Es una herramienta esencial para la investigación del metabolismo del hierro, el cáncer y las enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Transferrina mAb de conejo
Observaciones/Alias	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7018
GeneID	7018
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de la Transferrina humana (P02787)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02787
Peso molecular de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo